

Herniový pás (prietržový pás) Unizdrav

Umiestnite pelotu (alebo peloty) na vnútornú stranu oproti prietržiam. Nastavte pás podľa obvodu drieku – mieru fixácie docielite pritiahnutím pás. Pás musí byť pevne stiahnutý nie však tak, aby príliš sťahoval. Nastavte dĺžku pásky okolo stehien. Skontrolujte, či sú peloty správne umiestnené.

Upozornenie: Predtým ako si nasadíte herniový pás, zredukujte prietrž. Odporúča sa preto ľahnúť si na chrbát a masírovať prietrž. Nerobte to v prípade nevpraviteľnej prietrže. Dodržujte rady odborníka, ktorý výrobok predpísal alebo vydal. Poradte sa s ním v prípade pocitu nepohodlia alebo bolesti. Prietržový pás nepoužívajte v prípade otvorených rán, odrenín kože a kožných ekzémov.

Údržba:

Prat' výhradne v mydlovej vode bez použitia pracieho prášku či bieliaceho prostriedku. Sušiť mimo tepelného zdroja.

Zloženie:

- 45% elasthan
- 30% molitán s textilným úpletom
- 20% suchý zips
- 5% plast (peloty)

Distribútor: www.unizdrav.sk