




Návod na obsluhu

1. Plastové kamienky boli vopred nastavené: používateľ ich však môže zdola uvoľniť a vytiahnuť a následne ich znova usporiadať podľa požadovanej farby, vzoru či veľkosti.
2. Položte Akupresúrny chodník na zem. Pred a po použití podložky pite viac teplej vody, odporúčame aspoň 250 - 500 ml, aby ste následne vyplavili všetky nečistoty z tela von prostredníctvom moču.
3. Pri počiatočnom užívaní môžete na Akupresúrny chodník položiť tenkú prikrývku, alebo po nej chodiť s hrubými ponožkami, aby ste zmiernili prípadnú bolesť. Po určitom období používania, keď si chodidlá privykú, môžete po nej chodiť už naboso.

Dôležité upozornenie

A. Nevhodné pre ľudí, ktorí majú príznaky krvácania, napr. ako hemoptýza, hemateméza, krv v stolici, krvácanie do žalúdka a čreva, z maternice alebo do iných vnútorných orgánov.

B. Nevhodné pre ženy v období menštruácie a tehotenstva.

C. Nie je vhodný pre pacientov s pľúcnou tuberkulózou, pacientov v nestabilnom stave akútneho infarktu myokardu alebo pacientov so závažným zlyhaním obličiek alebo závažným srdcovým zlyhaním.

D. Konzultujte s vaším ošetrovúcim lekárom užívanie Akupresúrneho chodníka pri iných závažných ochoreniach.

Vlastnosti výrobku

Náš akupresúrny chodník je vyrobený zo špeciálneho, zdravotne nezávadného PP plastu, ktorý sa vyznačuje vysokou tuhosťou a odolnosťou proti opotrebovaniu. Akupresúrny chodník je prenosný a ľahko použiteľný na rôznych miestach a povrchoch, či už v interiéri alebo exteriéri.