

RESPIRÁTOR FFP2 foldap



Ako správne nasadiť respirátor FFP2 foldap

1



Masku nasadíte bielou stranou dovnútra a kovovým pásom cez nos.

2



Zaistíte gumičky okolo hlavy.

3



Natiahnite masku spodného okraja pod bradu.

4



Ohnite kovový pás pozdĺž horného okraja do tvaru vašej tváre, aby ste zaistili jeho správne uchytenie.

5



Vrchná gumička má byť umiestnená na vrchnej časti hlavy, spodná gumička na spodnej časti hlavy.

Čo robiť

- Pred nasadením alebo odstránením masky si umyte ruky.
- Ak je maska vlhká alebo znečistená, vymeňte ju.

Čo nerobiť

- Po nasadení sa nedotýkať tváre a tvárovej časti masky.
- Nemanipulovať s maskou počas jej nosenia.

Respirátor používajte podľa vlastného uváženia. Deklarovaná životnosť respirátora FFP2 je zvyčajne 8 - 24 hodín od jeho nasadenia. Ak používate respirátor v málo prašnom a zavírenom prostredí, je možné respirátor používať aj dlhšiu dobu, avšak priepustnosť mikročastíc sa zvyšuje. Preto odporúčame využívať respirátor maximálne 24 hodín.



EC Declaration of Conformity



Beyan Ederiz ki,
We herewith declare,



**KARAKAYA İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ KİŞİSEL KORUMA
DONANIMLARI TEKSTİL İNŞAAT TAAHHÜT İMALAT İTHALAT İHRACAT
PAZARLAMA SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.**

**İncirlik Bulvarı, Yeni Mahallesi, D400 Karayolu, Yetsan Sitesi, H Blok, No: 2
Sarıçam/Adana/Türkiye**



aşağıda tanımlanmış bulunan Solunum Koruyucu Maskeler, pazara sürüldüğü haliyle, Kişisel Kuruyucu Donanım Yönetmeliği 2016/425/Regülasyonu (AT) 'de tanımlanan temel sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarına, tasarım ve tip olarak uygunluk sağlamaktadır. Bizce onaylanmamış montaj değişiklikleri halinde, bu uygunluk beyannamesi geçerliliği kaybeder.

that the following described Respiratory Protective Masks in our delivered version complies with the appropriate basic safety and health requirements of the Personal Protective Equipment Directive 2016/425/ Regulation (EU) based on its design and type, as brought into circulation by us. In case of alteration of the helmets, not agreed upon by us, this declaration will lose its validity.

Ürün Tanımı <i>Product Description</i>	: K Serisi Katlanabilir Solunum Koruyucu Maskeler <i>K Series Foldable Respiratory Protective Masks</i>
Tipler (Modeller) <i>Types (Models)</i>	: FOLDAP (K1 FFP1 NR, - K1V FFP1 NR, -K2 FFP2 NR, - K2V FFP2 NR) <i>With Exhalation Valve, - Without Exhalation Valve Masks</i>
Uygulanan Yönetmelikler <i>Applicable Directives</i>	: 2016/425/AT Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği <i>2016/425/EU Personal Protective Equipment Directive</i>
Uygulanan Uyumlaştırılmış Standartlar	: EN 149:2001 + A1:2009 : Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Parçacıklara Karşı Koruma Amaçlı Filtreli Yarım Maskeler, Özellikler, Deneyler ve İşaretleme TS EN 149+A1 (2010)
Applicable Harmonized Standards	EN 149:2001 + A1:2009: Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking
Test Raporları <i>Testing Reports</i>	:(AB) 1437 Onaylı Kuruluşu CIOP PIB Test Rapor No: 505/PB/2017 <i>Notified Body No. 1437 in the area of EU directives No: 505/PB/2017</i>
Tarih/Yetkilinin İmzası <i>Date/Authorized Signature</i>	: 01 Temmuz 2019 <i>01 July 2019</i>
İmza Sahibinin Ünvanı / Kaşe <i>Title of Signatory / Stamp</i>	: Şirket Müdürü <i>(Company Manager)</i>



www.unizdrav.sk