

Zostavenie:

1. Zložte všetky plastové obaly (nezabudnite na obaly na kolieskach)
2. Postavte chodítko na rovnú podložku
3. Tlačte sedadlo štvorkolky smerom dolu, kým nezačujete jemné klopnutie.
4. Odstráňte pripevnené rukoväte a zasunúť ich do príslušných otvorov. Rukoväte nastavte na potrebnú výšku pomocou päčícypých skrutiek ktoré sú pribalené k štvorkolke.
5. Na bezpečné pripevnenie v ráme musia byť rukoväte zasunuté minimálne 10 cm. Brzdové páčky musia po pritiahnutí smerovať dolu. Ak majú inú polohu, rozmontujte ich a nastavte do požadovanej polohy.
6. Košík si môžete uložiť pod alebo pred sedadlo.
7. Opierku si pripevníte pomocou uzatváracieho kolíka: uistite sa, že kolík je správne umiestnený v príslušnom otvore.

Používanie chodítka

- Parkovacia brzdu aktivujete odtlačením čiernej páčky od rukoväte. Pritiahnutím tejto páčky k rukoväti uvoľníte parkovacia brzdu a aktivujete aj príbrzdovacia brzdu, ktorá slúži na spomaľovanie chodítka pri chôdzi tak aby poskytovalo dobrú oporu.
- Pre uľahčenie prepravy môžete chodítko zasa zložiť.

Bezpečnostné pokyny

Chodítko používajte pokiaľ možno na rovných plochách a snažte sa vyhnúť všetkým nerovnostiam ako sú vpuste do kanálov a podobne. Za mokra a na snehu sa brzdám znižuje účinnosť a hrozí nebezpečenstvo úrazu aj poškodenia chodítka. V extrémnych poveternostných podmienkach je lepšie chodítko nepoužívať.

Brzdy sú nastaviteľné a pre bezpečnosť prevádzky je nutné kontrolovať, či sú nastavené obidve rovnako.

Chodítko sa nesmie preťažovať - maximálna možná hmotnosť prepravovaných predmetov je 10 kg a maximálne možná hmotnosť užívateľa je 110 kg.

Údržba:

Chodítko čistite jemnými saponátovými prostriedkami.

Materiál:

Rám - oceľové rúrky

Držadlá - PVC

Sedadlo - Umelá koža

Technické údaje:

Hmotnosť 8 kg

Výška sedačky od zeme 55,5 cm

Rozmer sedadla 33 x 35,5 cm

Nosnosť 110 kg

Nastaviteľná výška rukovätí od 80 do 92 cm

Celková šírka 62 cm

Celková hĺbka 68 cm

Vnútorňá šírka 45,5 cm

Kórejská kozmetická maska na tvár s kolagénom, 30 ml

Návod na použitie



Žiadne mikroplasty, PEG-y, silikóny, parafín, alergény, minerálne oleje, sulfáty. Vyživujúca maska s riešením COLLA-BIOME poskytuje intenzívnu výživu pre pevnejšiu pokožku.

Použitie

Naneste masku rovnomerne na tvár. Po 10-20 minútach masku odstráňte a zvyšnú esenciu jemne vklepte do pokožky.

Ingredients

Water, Glycerin, Methylpropanediol, Soluble Collagen, Collagen Extract, Hydrolyzed Collagen, Lactobacillus Ferment Lysate, Aspergillus Ferment, Bacillus Ferment, Hydrolyzed Lupine Protein, Hydrolyzed Acacia Macrostachya Seed Extract, Sodium Hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Lactobacillus Ferment, Ulmus Campestris Bark Extract, Glycine Max Seed Extract, Rosa Damascena Flower Water, Musa Sapientum Fruit Extract, Vanilla Planifolia Fruit Extract, Fragaria Chiloensis Fruit Extract, Crataegus Cuneata Fruit Extract, Viola Odorata Flower/Leaf Extract, 1,2-Hexanediol, carbomer, Hydroxyacetophenone, Arginine, Glyceryl Glucoside, Allantoin, Caprylyl/Capryl Glucoside, Adenosine, Dipotassium Glycyrrhizate, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, Hydroxyethylcellulose, Sodium Cocoyl Glutamate, Glyceryl Caprylate, Citric Acid, Polyglyceryl-6 Oleate, Sodium Surfactin, Butylene Glycol, Sea Water, Maltodextrin, Mannose, Glucose

Manufactured for: GP Europe GmbH, Westhafenplatz 1, 60327, Frankfurt am Main, Germany
EU RP. OBELIS S.A - Bd. General, Wahis, 53, 1030 Brussels,